

Beutaló fog CT / OP felvételre

6721 Szeged, Osztrovszky u. 12.

www.fogctszeged.hu, e-mail cím: info@fogctszeged.hu

Nyitva tartás: H-P 8:00-20:00

Kérjük, időpont-egyeztetéshez hívja az alábbi telefonszámot:

Bejelentkezés: +36/30/206-9532

Páciens neve:

Beküldő orvos neve:

Beküldő orvos e-mail címe:

2D felvétel:

- Panorámaröntgen
- Teleröntgen
- PA felvétel

3D CBCT felvétel:

- Állcsont, nagy (alsó + felső), 100 x 80 mm
- Állcsont, kicsi (3 egymás melletti fogról), 40 x 40 mm

JOBB	8	7	6	5	4	3	2	1	1	2	3	4	5	6	7	8	BAL
	8	7	6	5	4	3	2	1	1	2	3	4	5	6	7	8	


Ezen az ábrán jelölje be, melyik 3 fogról kéri a felvételt!

- Arcüreg
- Állkapocsízület
- Smart Guide

Az elkészült felvételeket CD-n, telepítésmentes kiértékelő programmal adjuk át.

Fog CT Szeged

DENTHA BT.



Nagy felbontású 3D CBCT felvétel
Alsó és felső állcsontra
kiterjedő mezőmérettel
Kiváló képminőség,
minimális sugárterhelés

Beutaló fog CT / OP felvételre

6721 Szeged, Osztrovszky u. 12.

www.fogctszeged.hu, e-mail cím: info@fogctszeged.hu

Nyitva tartás: H-P 8:00-20:00

Kérjük, időpont-egyeztetéshez hívja az alábbi telefonszámot:

Bejelentkezés: +36/30/206-9532

Páciens neve:

Beküldő orvos neve:

Beküldő orvos e-mail címe:

2D felvétel:

- Panorámaröntgen
- Teleröntgen
- PA felvétel

3D CBCT felvétel:

- Állcsont, nagy (alsó + felső), 100 x 80 mm
- Állcsont, kicsi (3 egymás melletti fogról), 40 x 40 mm

JOBB	8	7	6	5	4	3	2	1	1	2	3	4	5	6	7	8	BAL
	8	7	6	5	4	3	2	1	1	2	3	4	5	6	7	8	


Ezen az ábrán jelölje be, melyik 3 fogról kéri a felvételt!

- Arcüreg
- Állkapocsízület
- Smart Guide

Az elkészült felvételeket CD-n, telepítésmentes kiértékelő programmal adjuk át.

Fog CT Szeged

DENTHA BT.



Nagy felbontású 3D CBCT felvétel
Alsó és felső állcsontra
kiterjedő mezőmérettel
Kiváló képminőség,
minimális sugárterhelés